

Modell: Tränkbehälter aus Stahlblech Inhalt: 4 l **Artikelnummer: 4.103.75**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 240 x 120 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Flamm Sperre als Tränkteller, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 120, Bruttogewicht [kg]: 2,50, Nettogewicht [kg]: 1,80,