

# Modell: Tränkbehälter aus Stahlblech mit Tragebügel, Inhalt: 6 l

## Artikelnummer: 4.104.71

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 240 x 190 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Flamm Sperre als Tränkteller, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	190
Nettogewicht [kg]:	2,80