

Modell: Tränkbehälter aus Stahlblech Inhalt: 8 l

Artikelnummer: 4.105.75

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 290 x 270 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Flamm Sperre als Tränkteller, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	270
Nettogewicht [kg]:	3,20