

Modell: Tränkbehälter aus Stahlblech Inhalt: 12 l Artikelnummer: 4.107.75

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 350 x 180 (D x H in mm) innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, Flamsperre als Tränkteller, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 180, Bruttogewicht [kg]: 4,50, Nettogewicht [kg]: 4,10,