

**Modell: Pinselbehälter aus Polyethylen Inhalt:
0,45 l**
Artikelnummer: 4.14.045

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 125 x 85 x 150 (B x T x H in mm) Behälter weiß, bruchsicher, mit Verschlusskappe und Pinsel, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenbreite [mm]:	125
Außentiefe [mm]:	85
Außenhöhe [mm]:	150
Nettogewicht [kg]:	0,10