

Modell: Pinselbehälter aus Polyethylen Inhalt: 0,45 l Artikelnummer: 4.14.045

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 125 x 85 x 150 (B x T x H in mm) Behälter weiß, bruchsicher, mit Verschlusskappe und Pinsel, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 150, Außenbreite [mm]: 125, Außentiefe [mm]: 85, Bruttogewicht [kg]: 0,50, Nettogewicht [kg]: 0,10,