

Modell: Pinselbehälter aus Polyethylen Inhalt: 0,9 l Artikelnummer: 4.14.090

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 180 x 100 x 180 (B x T x H in mm) Behälter weiß, bruchsicher, mit Verschlusskappe und Pinsel, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 180, Außenbreite [mm]: 180, Außentiefe [mm]: 100, Bruttogewicht [kg]: 0,80, Nettogewicht [kg]: 0,10,