

# Modell: Pinselbehälter aus Polyethylen Inhalt: 1,5 l

## Artikelnummer: 4.14.150

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 210 x 110 x 190 (B x T x H in mm) Behälter weiß, bruchsicher, mit Verschlusskappe und Pinsel, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 190, Außenbreite [mm]: 210, Außentiefe [mm]: 110, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 0,10,