

**Modell: Dosierkanne aus Polyethylen, rot, Inhalt:  
0,3 l**  
**Artikelnummer: 4.140.04**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 80 x 145 (D x H in mm) Behälter aus HDPE (bruchsicher), Verschlusskappe aus Messing (selbstschließend), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: FM-geprüft

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kategorie:         | für flüssige Gefahrstoffe |
| Außenhöhe [mm]:    | 145                       |
| Nettogewicht [kg]: | 0,30                      |