

Modell: Dosierkanne aus Polyethylen, rot, Inhalt: 0,3 l

Artikelnummer: 4.140.04

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 80 x 145 (D x H in mm) Behälter aus HDPE (bruchsicher), Verschlusskappe aus Messing (selbstschließend), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: FM-geprüft

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 145, Bruttogewicht [kg]: 0,50, Nettogewicht [kg]: 0,30,