

Modell: Dosierkanne aus Polyethylen, rot, Inhalt: 1 l

Artikelnummer: 4.140.10

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 105 x 260 (D x H in mm) Behälter aus HDPE (bruchsicher), Verschlusskappe aus Messing (selbstschließend), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: FM-geprüft

Kategorie:	für flüssige Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	260
Nettogewicht [kg]:	0,30