

**Modell: Dosierkanne aus Polyethylen, rot, Inhalt:
1 l
Artikelnummer: 4.140.10**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 105 x 260 (D x H in mm) Behälter aus HDPE (bruchstabil), Verschlusskappe aus Messing (selbstschließend), Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: FM-geprüft

Kategorie: für flüssige Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 260, Bruttogewicht [kg]: 0,50, Nettogewicht [kg]: 0,30,