

Modell: Siebboden für Tauchtank Modell 4.271.10 und 4.273.11

Artikelnummer: 4.270.04

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Siebboden aus verzinktem Stahlblech für Tauchtank 4.271.10 und 4.273.11 Maße (LxBxH): ca. 584 x 349 x 19 mm, sammelt groben Schmutz beim Sedimentieren, ermöglicht einfaches Reinigen während des Lösemittelwechsels.

Kategorie:	Reinigungstanks
Außenbreite [mm]:	584
Außentiefe [mm]:	349
Außenhöhe [mm]:	19
Nettogewicht [kg]:	0,90