


# Modell: Teilekorb für Tauchtank Modell 4.272.20 und 4.273.22

## Artikelnummer: 4.270.05

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Teilekorb aus verzinktem Stahlblech für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22 Maße (LxBxH): ca. 711 x 330 x 102 mm schnelleres Reinigen von mehreren Kleinteilen je Reinigungsvorgang

Kategorie:	Reinigungstanks
Außenbreite [mm]:	711
Außentiefe [mm]:	330
Außenhöhe [mm]:	102
Nettogewicht [kg]:	2,30