


Modell: Teilekorb für Tauchtank Modell 4.272.20 und 4.273.22

Artikelnummer: 4.270.05

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Teilekorb aus verzinktem Stahlblech für Tauchtank 4.272.20 und 4.273.22 Maße (LxBxH): ca. 711 x 330 x 102 mm schnelleres Reinigen von mehreren Kleinteilen je Reinigungsvorgang

Kategorie: Reinigungstanks Außenhöhe [mm]: 102, Außenbreite [mm]: 711, Außentiefe [mm]: 330, Bruttogewicht [kg]: 5,00, Nettogewicht [kg]: 2,30,