

Modell: Pedalbedienter Tauchtank Pedalbedienter Tauchtank

Artikelnummer: 4.271.10

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Füllmenge: ca. 48 Liter Außenmaße: ca. 610 x 496 x 845 (B x T x H mm) Becken (innen): ca. 603 x 406 x 222 (B x T x H mm) Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert. "3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes Entleeren. Selbstständiges, langsames Schließen des Deckels über Gasdruckfedern. Prüfung: FM-geprüft.

Kategorie: Reinigungstanks Außenhöhe [mm]: 222, Außenbreite [mm]: 610, Außentiefe [mm]: 406, Bruttogewicht [kg]: 30,00, Nettogewicht [kg]: 27,20,