

Modell: Tauchtank mit 2 Kammern aus Stahlblech, 2 x 34 l

Artikelnummer: 4.272.60

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Füllmenge: ca. 2 x 34 Liter Außenmaße: ca. 895 x 496 x 845 (BxTxH mm) Becken (innen): ca. 2x 438 x 406 x 305 (BxTxH mm) Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert. Für die Reinigung extrem verschmutzter Teile. Vorreinigung in der 1. Kammer, Endreinigung in der 2. Kammer. "3/4"-Gewinde je Kammer im Beckenboden für gezieltes Entleeren. Prüfung: FM-geprüft.

Kategorie:	Reinigungstanks
Außenbreite [mm]:	895
Außentiefe [mm]:	406
Außenhöhe [mm]:	305
Nettogewicht [kg]:	36,30