

Modell: Tauchtank für Werkbänke aus Stahlblech, 48 l

Artikelnummer: 4.273.11

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Füllmenge: ca. 48 Liter Außenmaße: ca. 610 x 496 x 273 (B x Tx H mm) Becken (innen): ca. 603 x 406 x 222 (B x T x H mm) Zum Aufstellen auf die Werkbank. Becken und Deckel aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert. Deckel im Brandfall selbstschließend. "3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes Entleeren. Prüfung: FM-geprüft.

Kategorie:	Reinigungstanks
Außenbreite [mm]:	610
Außentiefe [mm]:	406
Außenhöhe [mm]:	222
Nettogewicht [kg]:	13,30