

Modell: Tauchtank für Werkbänke aus Stahlblech, 97 l

Artikelnummer: 4.273.22

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Füllmenge: ca. 97 Liter Außenmaße: ca. 895 x 496 x 336 (B x Tx H mm) Becken (innen): ca. 889 x 406 x 305 (B x T x H mm) Zum Aufstellen auf die Werkbank. Becken, Deckel und Untergestell aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert. Deckel im Brandfall selbstschließend. "3/4"-Gewinde im Beckenboden für gezieltes Entleeren. Prüfung: FM-geprüft

Kategorie:	Reinigungstanks
Außenbreite [mm]:	895
Außentiefe [mm]:	406
Außenhöhe [mm]:	305
Nettogewicht [kg]:	22,00