

Modell: Waschbehälter aus Stahlblech Inhalt: 4 l
Artikelnummer: 4.276.01

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 240 x 160 (D x H in mm), außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	160
Nettogewicht [kg]:	1,90