

Modell: Tauchbehälter aus Stahlblech Inhalt: 19 l Artikelnummer: 4.276.05

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 360 x 360 (D x H in mm) außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 360, Bruttogewicht [kg]: 5,00, Nettogewicht [kg]: 4,10,