

# Modell: Tauchbehälter aus Stahlblech Inhalt: 30 l Artikelnummer: 4.276.08

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 410 x 390 (D x H in mm) außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 390, Bruttogewicht [kg]: 6,00, Nettogewicht [kg]: 5,50,