

Modell: Tauchbehälter aus Stahlblech mit PE-Einsatz, Inhalt: 19 l

Artikelnummer: 4.276.15

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 360 x 360 (D x H in mm) außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	360
Nettogewicht [kg]:	5,00