

Modell: Tauchbehälter aus Stahlblech mit PE-Einsatz, Inhalt: 19 l

Artikelnummer: 4.276.15

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 360 x 360 (D x H in mm) außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM-geprüft

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 360, Bruttogewicht [kg]: 5,50, Nettogewicht [kg]: 5,00,