

Modell: Einfüllbehälter mit Tragegriff zum Mischen von Flüssigkeiten

Artikelnummer: 4.277.05

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 380 x 405 (D x H in mm) Inhalt: ca. 19 Liter Stahlblech, innen zinnbeschichtet, außen pulverbeschichtet rot, selbstschließende Einfüllöffnung mit Flamm Sperre, Behälterdeckel fest verschließbar, automatischer Überdruckausgleich, mit Erdungsglasche.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	405
Nettogewicht [kg]:	4,00