

Modell: Kleinteilekorb mit Siebboden passend für Artikel 4.276.03

Artikelnummer: 4.279.02

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 241 x 125 (D x H in mm) Stahlblech verzinkt.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenbreite [mm]:	330
Außentiefe [mm]:	177
Außenhöhe [mm]:	279
Nettogewicht [kg]:	0,50