

Modell: Kleinteilekorb mit Siebboden passend für Artikel 4.276.03

Artikelnummer: 4.279.02

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 241 x 125 (D x H in mm) Stahlblech verzinkt.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 279, Außenbreite [mm]: 330, Außentiefe [mm]: 177, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 0,50,