

# **Modell: Kleinteilekorb mit Siebboden passend für Artikel 4.276.05**

## **Artikelnummer: 4.279.03**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 298 x 130 (D x H in mm) Stahlblech verzinkt.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 330, Außenbreite [mm]: 304, Außentiefe [mm]: 279, Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 0,90,