

Modell: Kleinteilekorb mit Siebboden passend für Artikel 4.276.08

Artikelnummer: 4.279.06

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 355 x 145 (D x H in mm) Stahlblech verzinkt.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenbreite [mm]:	381
Außentiefe [mm]:	406
Außenhöhe [mm]:	406
Nettogewicht [kg]:	0,90