

Modell: Kleinteilekorb mit Siebboden passend für Artikel 4.276.15

Artikelnummer: 4.279.23

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 335 x 140 (D x H in mm) Polyethylen, Griffteile Edelstahl.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenbreite [mm]:	304
Außentiefe [mm]:	279
Außenhöhe [mm]:	330
Nettogewicht [kg]:	0,50