

Modell: Kleinteilekorb mit Siebboden passend für Artikel 4.276.15 Artikelnummer: 4.279.23

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 335 x 140 (D x H in mm) Polyethylen, Griffteile Edelstahl.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 330, Außenbreite [mm]: 304, Außentiefe [mm]: 279, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 0,50,