

**Modell: Reinigungsgefäß aus verzinktem
Stahlblech, Inhalt: 0,75 l
Artikelnummer: 4.30.001-1**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



inkl. Teilekorb Maße: ca. 150 x 80 (D x H in mm) Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	80
Nettogewicht [kg]:	1,00