

## **Modell: Reinigungsgefäß aus verzinktem Stahlblech, Inhalt: 0,75 l Artikelnummer: 4.30.001-1**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



inkl. Teilekorb Maße: ca. 150 x 80 (D x H in mm) Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 80, Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 1,00,