

# Modell: Reinigungsgefäß aus verzinktem Stahlblech, Inhalt: 2 l

## Artikelnummer: 4.30.002

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



inkl. Teilekorb Maße: ca. 230 x 100 (D x H in mm) Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	100
Nettogewicht [kg]:	1,50