

Modell: Reinigungsgefäß aus Edelstahl Inhalt: 4 l Artikelnummer: 4.30.004

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Edelstahl 1.4571 Maße: ca. 260 x 135 (D x H in mm) Deckel im Brandfall selbstschließend mittels Schmelzsicherung, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8.

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 135, Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 1,40,