

Modell: Behälter für Kaltreiniger Inhalt: 15 l

Artikelnummer: 4.99.015

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



für nichtbrennbare Flüssigkeiten Maße: ca. 310 x 260 (D x H in mm) Stahlblech feuerverzinkt, mit umlegbarem Tragegriff, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: GS-ZEICHEN

Kategorie:	Reinigungsgefäße
Außenhöhe [mm]:	260
Nettogewicht [kg]:	4,00