

## **Modell: Behälter für Kaltreiniger Inhalt: 15 l**

### **Artikelnummer: 4.99.015**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



für nichtbrennbare Flüssigkeiten Maße: ca. 310 x 260 (D x H in mm) Stahlblech feuerverzinkt, mit umlegbarem Tragegriff, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: GS-ZEICHEN

Kategorie: Reinigungsgefäße Außenhöhe [mm]: 260, Bruttogewicht [kg]: 8,00, Nettogewicht [kg]: 4,00,