

# Modell: Wandascher schwarz, 1,5 L

## Artikelnummer: 5.43.100

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsascher und Papierkörbe



Maße: ca. 255 x 152 (B x H mm), Wandaschenbecher aus Stahlblech, für den Einsatz im freien Pulverbeschichtet schwarz mit verzinktem Inneneimer Schnelles und einfaches Öffnen, Entleeren und Reinigen Abschliessbar Einfache Wandmontage

Kategorie:	Sicherheitsascher und Kippensammler
Außenbreite [mm]:	255
Außentiefe [mm]:	152
Außenhöhe [mm]:	64
Nettogewicht [kg]:	2,10