

Modell: Wandascher schwarz, 1,5 L

Artikelnummer: 5.43.100

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsascher und Papierkörbe



Maße: ca. 255 x 152 (B x H mm), Wandaschenbecher aus Stahlblech, für den Einsatz im freien Pulverbeschichtet schwarz mit verzinktem Inneneimer Schnelles und einfaches Öffnen, Entleeren und Reinigen Abschliessbar Einfache Wandmontage

Kategorie: Sicherheitsascher und Kippensammler Außenhöhe [mm]: 64, Außenbreite [mm]: 255, Außentiefe [mm]: 152, Bruttogewicht [kg]: 2,30, Nettogewicht [kg]: 2,10,