

**Modell: Werkbank-Sammelbehälter mit Fußpedal,  
Inhalt: 20 l  
Artikelnummer: 5.901.00**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 290 x 397 (D x H mm), Stahlblech, außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, selbstschließender Deckel wird über Fußpedal geöffnet, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie: für feste Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 397, Bruttogewicht [kg]: 4,50, Nettogewicht [kg]: 4,10, Außendurchmesser [mm]: 397,