

**Modell: Werkbank-Sammelbehälter, Handöffnung,
Inhalt: 20 l
Artikelnummer: 5.901.10**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 290 x 397 (D x H mm), Stahlblech, außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, selbstschließender Deckel, Öffnung per Hand, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: GS-ZEICHEN, FM/UL-GEPRÜFT

Kategorie:	für feste Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	397
Nettogewicht [kg]:	3,70