

**Modell: Werkbank-Sammelbehälter, Tischversion,  
Inhalt: 8 l  
Artikelnummer: 5.902.00**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 245 x 230 (D x H in mm) Stahlblech, außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, ohne gelochten Bodenrand, mit seitlichen Tragegriffen, selbstschließender Deckel, Öffnung per Hand, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfung: FM-geprüft

Kategorie:	für feste Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	230
Nettogewicht [kg]:	3,00