

Modell: Werkbank-Sammelbehälter mit Fußpedal,
Inhalt: 50 l
Artikelnummer: 5.905.00

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 393 x 505 (D x H mm) Stahlblech, außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, selbstschließender Deckel, wird über Fußpedal geöffnet, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie:	für feste Gefahrstoffe
Außenhöhe [mm]:	505
Nettogewicht [kg]:	6,80
Außendurchmesser [mm]:	393