

Modell: Werkbank-Sammelbehälter mit Fußpedal, Inhalt: 50 l Artikelnummer: 5.905.00

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsbehälter und Reinigungsgefäße



Maße: ca. 393 x 505 (D x H mm) Stahlblech, außen pulverbeschichtet rot, innen zinnbeschichtet, selbstschließender Deckel, wird über Fußpedal geöffnet, Behälterkennzeichnung nach GefStoffV und BGV A8. Prüfungen: FM/UL-geprüft

Kategorie: für feste Gefahrstoffe Außenhöhe [mm]: 505, Bruttogewicht [kg]: 7,50, Nettogewicht [kg]: 6,80, Außendurchmesser [mm]: 393,