

**Modell: Sicherheits-Wandaschenbecher,
neusilber, 2,4 l**
Artikelnummer: 5.92.024

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsascher und Papierkörbe



Sicherheits-Wandaschenbecher aus Stahlblech, Behälter pulverbeschichtet, neusilber, Einwurftrichter lackiert, schwarz Maße (Ø x H) ca. 150 x 145 mm Volumen ca. 2,4 Liter Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im Brand- fall die Sauerstoffzufuhr, aufgrund der Löschkopfkonstruktion werden glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht. einfaches Entleeren, mit Wandhalterung.

Kategorie:	Sicherheitsascher und Kippensammler
Außentiefe [mm]:	145
Nettogewicht [kg]:	2,00