

# **Modell: Sicherheits-Wandaschenbecher, neusilber, 2,4 l**

## **Artikelnummer: 5.92.024**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsascher und Papierkörbe



Sicherheits-Wandaschenbecher aus Stahlblech, Behälter pulverbeschichtet, neusilber, Einwurftrichter lackiert, schwarz Maße (Ø x H) ca. 150 x 145 mm Volumen ca. 2,4 Liter Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im Brand- fall die Sauerstoffzufuhr, aufgrund der Löschkopfkonstruktion werden glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht. einfaches Entleeren, mit Wandhalterung.

Kategorie: Sicherheitsascher und Kippensammler Außentiefe [mm]: 145, Bruttogewicht [kg]: 2,50, Nettogewicht [kg]: 2,00,