27.04.2024 07:00

Modell: Sicherheits-Wandaschenbecher, Edelstahl, Inhalt: 2,4 l

Artikelnummer: 5.92.026

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsascher und Papierkörbe



Sicherheits-Wandaschenbecher, Behälter aus Edelstahl Maße (\emptyset x H) ca. 150 x 145 mm Volumen ca. 2,4 Liter Trichterförmige Deckelöffnung verhindert im Brand- fall die Sauerstoffzufuhr, aufgrund der Löschkopfkonstruktion werden glimmende Zigarettenkippen selbstständig gelöscht. einfaches Entleeren, mit Wandhalterung.

Kategorie:	Sicherheitsascher und Kippensammler
Außentiefe [mm]:	145
Nettogewicht [kg]:	1,10