

# Modell: Sicherheits-Tischaschenbecher aus Edelstahl, Inh. 0,2 Liter

## Artikelnummer: 5.93.010

Bestimmungsgemäße Verwendung: Sicherheitsascher und Papierkörbe



Sicherheits-Tischaschenbecher aus Edelstahl, zum selbstständigen Löschen glimmender Zigaretten. Maße: ca. 90 x 40 (D x H mm), Volumen ca. 0,2 Liter Einfache Entleerung und Reinigung durch abnehmbares Kopfteil. Geeignet auch für Tischabfälle, ideal für die Gastronomie.

Kategorie:	Sicherheitsascher und Kippensammler
Außentiefe [mm]:	40
Nettogewicht [kg]:	0,50