

Modell: Polyethylen-Kanister, 10 Liter mit Sensorhalterung

Artikelnummer: 59-10000-098

Bestimmungsgemäße Verwendung: Entsorgung (aktive Lagerung)



schwarz, elektrostatisch leitfähig, Maße: 298 x 198 x 264 (L x B x H) in mm mit eingeschweißter Sensorhalterung z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 264, Außenbreite [mm]: 198, Außentiefe [mm]: 298, Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 1,50,