

# Modell: Polyethylen-Kanister, 30 Liter mit Sensorhalterung

## Artikelnummer: 59-30000-098

Bestimmungsgemäße Verwendung: Entsorgung (aktive Lagerung)



schwarz, elektrostatisch leitfähig, Maße: 365 x 265 x 425 (L x B x H) in mm mit eingeschweißter Sensorhalterung z.B. für kapazitiven Füllstandssensor (I/O)

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	365
Außentiefe [mm]:	265
Außenhöhe [mm]:	425
Nettogewicht [kg]:	1,90